
Naziv izdelka	:	MoTip Cycling Mast za ležaje
Št. artikla	:	000276
Proizvajalec	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA Telefonska številka +31 561 – 69 44 00 Telefax številka +31 561 – 69 44 31

Opis izdelka

Visoko kakovostna litijeva mast za vse vrste ležajev, v posebni embalaži, ki je enostavna za uporabo in ekonomična.

Aplikacije

Kroglični ležaji
Valjčni ležaji
Navadni ležaji
Spiralni ležaji

Karakteristike izdelka

Izjemna mehanska in termalna obstojnost
Odličen oprijem
Preprečuje obrabo in blokade
Visoka viskoznost
Odpornost na vremenske vplive
Odpornost na šibke kisline in baze
Odlično preprečuje korozijo
Odbija vodo

Fizične in kemijske lastnosti

Vsebina	:	200 ml
Osnova	:	Litijeva EP2 mast
VOC-vsebnost	:	0% w/w
Barva	:	Bež
Vonj	:	Karakterističen
Izgled	:	Pastozno
Relativna gostota pri 20°C	:	0,90 g/ml
4 kroglični EP-test (ASTM D 2596)	:	2000 N
Temperaturna odpornost	:	-20°C do 120°C
pH-vrednost	:	Nevtralno



Uporaba

BPredo uporabo pozorno preberite navodila na etiki ter ravnajte ustrezno.

Aerosol mora imet sobno temperaturo.
Optimalna delovna temperatura med 5 in 30 °C.

Razstavite ležaje, ki jih želite obdelati.
Očistite z Motip Industrijskim čistilom.
Nanesite mast za ležaje.